



Patientensicherheit
Spritzenetiketten
Perfusor-Etiketten
Signaletiketten

PraxiKett® Spritzenetiketten gemäß DIVI Empfehlung 2012

„Weniger Medikationsfehler!“ ist das erklärte Ziel der DIVI Empfehlung zur Verwendung standardisierter Spritzenaufkleber. Erstmals im Februar 2010 publiziert, wurde im Sommer 2012 die angepasste Empfehlung der DIVI veröffentlicht. Mit ihr gehen einige Optimierungen des bisherigen Standards einher. „Aus Fehlern lernen!“ ist der Grundgedanke der Critical-Incident-Reporting-Systeme, die in den letzten Jahren auch in der Medizin Verbreitung fanden (vor allem „cirsmedical“ der Deutschen Ärzteschaft). Die dort berichteten (Beinahe-)Zwischenfälle haben auf einige Schwachstellen sowohl der ISO-Norm 26825 als auch deren DIVI-Ergänzung hingewiesen. Beispielsweise kam es vermehrt zu Verwechslungen zwischen Muskelrelaxantien und Benzodiazepinen, weil sich das Rot der Muskelrelaxantien und das Orange der Benzodiazepine zu ähnlich waren. Mit der aktualisierten Empfehlung 2012 wird auf diese Berichte reagiert und entsprechende Anpassungen und Änderungen vorgenommen. Die aktuellen Empfehlungen weichen nun auch in einigen Fällen von den Vorgaben der ISO 26825 ab, die bisher lediglich ergänzt wurden. Beispielsweise wurde der Farbcode für nichtdepolarisierende Muskelrelaxantien von reinem Rot auf ein zweifarbiges Rot/Weiß geändert. Eine weitere wesentliche Verbesserung ist die Einführung des sog. Tall-Man-Lettering-Prinzips. Dies wird bereits in den USA von der FDA zur besseren Unterscheidung von ähnlich aussehenden Namen – wie Nifedipin und Nicardipin – propagiert: Indem bestimmte Buchstaben groß geschrieben werden, wird die optische Unterscheidbarkeit erhöht.

Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Medikationssicherheit wird in Zukunft die Vermeidung von Verwechslungen durch apparative Unterstützung sein. Dazu wurde ein zweidimensionaler Datamatrix-Code definiert, der ab sofort auf Spritzenetiketten eingesetzt und praktisch genutzt werden kann. Dieser DSEC (DIVI-Spritzen-Etiketten-Code) ermöglicht eine standardisierte Kodierung des Wirkstoffs.

Mit der Entwicklung von Spritzenetiketten auf Basis internationaler Standards ermöglicht Mediaform die eindeutige farbliche Kennzeichnung von spezifischen Behandlungssituationen und anästhesiologischen Medikamenten.

Alle Spritzenetiketten entsprechen der neuesten Empfehlung zur Kennzeichnung von Spritzen in der Intensiv- und Notfallmedizin DIVI 2012.

Die stark haftenden Papieraufkleber sind optional beschreibbar und kleben bei Temperaturen von -10 °C bis 50 °C sicher auf Kunststoff-, Glas- oder Metallflächen. Aufgrund der Klimaschutzverpackung ist eine längere Verwendung inklusive Klebegarantie gewährleistet. Alle Mediaform PraxiKett® Spritzen-, Perfusor- und PLUS-Etiketten werden in Deutschland produziert.

Spritzenetiketten: Gruppen und Farbgebung gemäß DIVI Empfehlung 2012					
Medikamentengruppe nach DIVI Empfehlung 2012	Farbmuster / Pantone MS	Beispiel-Etikett	Medikamentengruppe nach DIVI Empfehlung 2012	Farbmuster / Pantone MS	Beispiel-Etikett
Hypnotika	Process yellow C	Propofol 1% 10 mg/ml	Antiemetika	Salmon 156	DOLasetron 20 mg/ml
Muskelrelaxantien	White Warm Red	PANcuronium 2 mg/ml	Verschiedene Medikamente	White	AcetylSalicylsäure 100 mg/ml
Ausnahme: Suxamethonium	Black Warm Red	Suxamethonium 20 mg/ml	Bronchodilatoren	Brown 464 Blue 072	Theophyllin 20 mg/ml
MR-Antagonisten	Warm Red	Neostigmin 0,5 mg/ml	Antiarrhythmika	Process Blue Red 193	aMIOdaron 50 mg/ml
Opiate/Opioide	Blue 297	SUFentanil 20 µg/ml	Elektrolyte	Pink 227 Green 349	Magnesiumsulfat 0,4 mmol/ml
Ausnahme: Piritramid	Blue 297 Blue 297	PIRitramid 1,5 mg/ml	Ausnahme: Kalium	Process Blue Green 349	KCl 1 mmol/ml KCl 7,45%
Opiat-Antagonisten	Blue 297	Naloxon 40 µg/ml	Ausnahme: NaCl 0,9%	Green 349	NaCl 0,9%
Vasopressoren	Violet 256	Vasopressin 20 i.E./ml	Hormone	Tan 458 Brown 175	DEXAmetason 4 mg/ml
Ausnahme: Epinephrin	Black Violet 256	EPINEPHrin 0,1 mg/ml	Ausnahme: Insulin	Yellow 102 Brown 175	Insulin 100 i.E./ml
Antihypertonika Vasodilantien	Violet 256	Urapidil 5 mg/ml	Inodilatoren	Green 346 Red 193	Milrinon 1 mg/ml
Benzodiazepine	Orange 151	LORazepam 2 mg/ml	Antikoagulantien	Cool Grey 3	Enoxaparin 100 mg/ml
Ausnahme: Midazolam	Orange 151 Orange 151	Midazolam 5 mg/ml	Ausnahme: Heparin	White	Heparin 200 i.E./ml
Benzodiazepin-Antagonisten	Orange 151	Fiumazenil 0,1 mg/ml	Koagulantien	Cool Grey 3	Tranexamsäure 100 mg/ml
Lokalanästhetika	Grey 401	Prilocain 1% 10 mg/ml	Ausnahme: Protamin	White	Protamin 1.000 i.E./ml
Anticholinergika	Green 367	Glycopyrronium 0,2 mg/ml	Antikonvulsiva	Purple Grey 431	Phenytoin 50 mg/ml
Cholinergika	Green 367	pHYSostigmin 0,4 mg/ml			

Mit der Entwicklung von Spritzenetiketten auf Basis internationaler Standards ermöglicht Mediaform die eindeutige farbliche Kennzeichnung von spezifischen Behandlungssituationen und anästhesiologischen Medikamenten.

Alle Spritzenetiketten entsprechen der neuesten Empfehlung zur Kennzeichnung von Spritzen in der Intensiv- und Notfallmedizin DIVI 2012.

Die stark haftenden Papieraufkleber sind optional beschreibbar und kleben bei Temperaturen von -10 °C bis 50 °C sicher auf Kunststoff-, Glas- oder Metallflächen. Aufgrund der Klimaschutzverpackung ist eine längere Verwendung inklusive Klebegarantie gewährleistet.

Alle Mediaform PraxiKett® Spritzen-, Perfusor- und PLUS-Etiketten werden in Deutschland produziert.

Eigenschaften der Etiketten

Inkl. DSEC (DIVI-Spritzen-Etiketten-Code)

Desinfektionsmittelbeständige Papieretiketten mit stark haftendem Klebstoff

- Hoher Qualitätsstandard dank umfangreicher Kontrollen
- Format Spritzenetiketten: 12,5 mm x 41,5 mm
- Einzelperforation nach jedem Etikett
- Verwendungstemperatur: -10°C bis 50°C

VECuronium

2 mg/ml

Grösse 1:1



Hypnotika

Thiopental
mg/ml

Artikelnummer 7700001.010

Thiopental
25 mg/ml

Artikelnummer 7700001.011

Thiopental
50 mg/ml

Artikelnummer 7700001.013

Propofol
mg/ml

Artikelnummer 7700001.020

Propofol 1%
10 mg/ml

Artikelnummer 7700001.021

Propofol 2%
20 mg/ml

Artikelnummer 7700001.024

esKETamin
mg/ml

Artikelnummer 7700001.030

esKETamin
5 mg/ml

Artikelnummer 7700001.031

esKETamin
25 mg/ml

Artikelnummer 7700001.032

Etomidat
2 mg/ml

Artikelnummer 7700001.040

KETamin
mg/ml

Artikelnummer 7700001.050

KETamin
10 mg/ml

Artikelnummer 7700001.051

KETamin
20 mg/ml

Artikelnummer 7700001.052

KETamin
50 mg/ml

Artikelnummer 7700001.055

KETamin
10 mg/ml

Artikelnummer 7700001.057

Methohexital
mg/ml

Artikelnummer 7700001.082

Methohexital
10 mg/ml

Artikelnummer 7700001.083

Benzodiazepine

Midazolam
mg/ml

Artikelnummer 7700002.010

Midazolam
1 mg/ml

Artikelnummer 7700002.011

Midazolam
2 mg/ml

Artikelnummer 7700002.012

Midazolam
5 mg/ml

Artikelnummer 7700002.015

Diazepam
mg/ml

Artikelnummer 7700002.020

Diazepam
5 mg/ml

Artikelnummer 7700002.021

LORazepam
mg/ml

Artikelnummer 7700002.030

LORazepam
2 mg/ml

Artikelnummer 7700002.031

clonazepam
mg/ml

Artikelnummer 7700002.040

Dikaliumclorazepat
20 mg/ml

Artikelnummer 7700002.055

Flunitrazepam
mg/ml

Artikelnummer 7700002.056

Benzodiazepin-Antagonisten

Flumazenil
mg/ml

Artikelnummer 7700003.010

Flumazenil
0,1 mg/ml

Artikelnummer 7700003.011

Muskelrelaxien-Antagonisten

Neostigmin
mg/ml

Artikelnummer 7700005.010

Neostigmin
0,5 mg/ml

Artikelnummer 7700005.011

Edrophonium
mg/ml

Artikelnummer 7700005.020

Antikonvulsiva

Phenytoin
50 mg/ml

Artikelnummer 7700021.001

Phenytoin
mg/ml

Artikelnummer 7700021.003

Valproinsäure
mg/ml

Artikelnummer 7700021.004

Valproinsäure
100 mg/ml

Artikelnummer 7700021.005

Muskelrelaxien

	ROCuronium mg/ml	ROCuronium 5 mg/ml	ROCuronium 10 mg/ml	ROCuronium 1 mg/ml	Cisatracurium mg/ml	Cisatracurium 1 mg/ml	Cisatracurium 2 mg/ml
Artikelnummer	7700004.010	7700004.011	7700004.012	7700004.016	7700004.020	7700004.021	7700004.022
	PANcuronium mg/ml	PANcuronium 2 mg/ml	Mivacurium mg/ml	Mivacurium 2 mg/ml	Mivacurium 1 mg/ml	VECuronium mg/ml	VECuronium 2 mg/ml
Artikelnummer	7700004.030	7700004.031	7700004.040	7700004.041	7700004.042	7700004.050	7700004.051
	Atracurium mg/ml	Atracurium 5 mg/ml	Atracurium 10 mg/ml	Suxamethonium mg/ml	Suxamethonium 20 mg/ml	Suxamethonium 10 mg/ml	
Artikelnummer	7700004.060	7700004.061	7700004.062	7700004.070	7700004.071	7700004.073	

Opiate / Opiode

	SUFentanil µg/ml	SUFentanil 5 µg/ml	SUFentanil 50 µg/ml	SUFentanil 10 µg/ml	SUFentanil 20 µg/ml	PIRItramid mg/ml	PIRItramid 7,5 mg/ml
Artikelnummer	7700006.010	7700006.011	7700006.012	7700006.013	7700006.014	7700006.020	7700006.021
	PIRItramid 1 mg/ml	fentaNYL µg/ml	fentaNYL 50 µg/ml	Fentanyl 0,05 mg/ml	fentaNYL mg/ml	Alfentanil mg/ml	Alfentanil 0,5 mg/ml
Artikelnummer	7700006.022	7700006.030	7700006.031	7700006.032	7700006.033	7700006.040	7700006.041
	Morphin mg/ml	Morphin 1 mg/ml	Morphin 10 mg/ml	traMADol mg/ml	traMADol 50 mg/ml	Pethidin mg/ml	Pethidin 5 mg/ml
Artikelnummer	7700006.050	7700006.051	7700006.052	7700006.060	7700006.061	7700006.080	7700006.081
	Pethidin 50 mg/ml	Remifentanil µg/ml	Remifentanil 20 µg/ml	Remifentanil 50 µg/ml	Remifentanil 10 µg/ml	Remifentanil 40 µg/ml	HYDROMorphon mg/ml
Artikelnummer	7700006.083	7700006.090	7700006.091	7700006.092	7700006.093	7700006.094	7700006.180

Opiat-Antagonisten

Naloxon µg/ml	Naloxon 40 µg/ml
-------------------------	----------------------------

Artikelnummer	7700007.010	7700007.011
---------------	-------------	-------------

Vasopressoren

	EPINEPHrin mg/ml	EPINEPHrin 0,1 mg/ml	EPINEPHrin 10 µg/ml	Norepinephrin mg/ml	Norepinephrin 0,1 mg/ml	Norepinephrin 10 µg/ml	Phenylephrin mg/ml
Artikelnummer	7700008.020	7700008.021	7700008.113	7700008.030	7700008.031	7700008.033	7700008.040
	Phenylephrin 0,1 mg/ml	Phenylephrin 40 µg/ml	Vasopressin i.E./ml	Vasopressin 20 i.E./ml	ePHEDrin mg/ml	ePHEDrin 5 mg/ml	ePHEDrin 10 mg/ml
Artikelnummer	7700008.041	7700008.045	7700008.050	7700008.053	7700008.060	7700008.061	7700008.062
	Terlipressin mg/ml	Terlipressin 0,1 mg/ml	Adrenalin 1 mg/ml	Adrenalin mg/ml	Adrenalin µg/ml	Adrenalin 10 µg/ml	
Artikelnummer	7700008.080	7700008.081	7700008.100	7700008.101	7700008.102	7700008.103	

Antihypertonika Vasodilantien

	Urapidil mg/ml	Urapidil 5 mg/ml	Urapidil 2 mg/ml	GlycerolTriNitrat mg/ml	GlycerolTriNitrat 1 mg/ml	GlycerolTriNitrat 50 µg/ml	Phentolamin mg/ml
Artikelnummer	7700009.010	7700009.011	7700009.012	7700009.020	7700009.021	7700009.022	7700009.030
	clonIDin µg/ml	clonIDin 150 µg/ml	clonIDin 15 µg/ml	dihydrALAZIN mg/ml			
Artikelnummer	7700009.070	7700009.071	7700009.072	7700009.100			

Lokalanästhesie

Artikelnummer	7700010.010	7700010.011	7700010.012	7700010.020	7700010.021	7700010.030	7700010.031
Artikelnummer	7700010.040	7700010.041	7700010.042	7700010.043	7700010.044	7700010.050	7700010.051
Artikelnummer	7700010.052	7700010.071	7700010.072	7700010.076	7700010.093	7700010.102	

Anticholinergika

Artikelnummer	7700011.010	7700011.011	7700011.012	7700011.013	7700011.021	7700011.030	7700011.031

Cholinergika

Artikelnummer	7700014.010	7700014.011	7700114.226

Antiemetika

Artikelnummer	7700012.010	7700012.011	7700012.020	7700012.031	7700012.040	7700012.041	7700012.050
Artikelnummer	7700012.051	7700012.060	7700012.061	7700012.070	7700012.071	7700012.080	

Bronchodilatoren

Artikelnummer	7700015.010	7700015.011	7700015.020	7700015.021	7700015.030	7700015.031	7700015.040
Artikelnummer	7700015.041	7700015.050	7700015.060				

Antikoagulantien

Artikelnummer	7700020.010	7700020.011	7700020.012	7700020.017	7700020.018	7700020.019	7700020.020
Artikelnummer	7700020.030	7700020.040	7700020.043	7700020.046	7700020.047		

Koagulantien

Artikelnummer	7700020.021	7700020.034

Antiarrhythmika

							
Artikelnummer	7700016.010	7700016.011	7700016.020	7700016.021	7700016.030	7700016.031	7700016.038
							
Artikelnummer	7700016.040	7700016.041	7700016.042	7700016.050	7700016.051	7700016.061	7700016.071
							
Artikelnummer	7700016.081	7700016.091	7700016.101				

Hormone

							
Artikelnummer	7700017.010	7700017.011	7700017.020	7700017.021	7700017.030	7700017.031	7700017.032
							
Artikelnummer	7700017.050	7700017.051	7700017.052	7700017.060	7700017.061	7700017.080	7700017.082

Inodilatoren

				
Artikelnummer	7700018.010	7700018.013	7700018.040	7700018.045

Elektrolyte

							
Artikelnummer	7700019.011	7700019.111	7700019.112	7700019.121	7700019.122	7700019.141	7700019.143
							
Artikelnummer	7700019.144	7700019.131	7700019.211				

verschiedene Medikamente

		AcetylSalicylSäure 100 mg/ml	cIMEtidin 100 mg/ml	Toluidinblau 30 mg/ml	4-DIMethylAminoPhenol 50 µg/ml	fUROsemid 10 mg/ml	Glukose 40% 0,4 g/ml
Artikelnummer	7700014.001	7700014.002	7700014.003	7700014.004	7700014.005	7700014.006	7700014.008
	Haloperidol 0,5 mg/ml	cLEMAstin 2,5 mg/ml	Metamizol mg/ml	fUROsemid mg/ml	fUROsemid 1 mg/ml	fUROsemid 5 mg/ml	Metamizol 500 mg/ml
Artikelnummer	7700014.009	7700014.012	7700014.017	7700014.025	7700014.026	7700014.027	7700014.028
	Haloperidol 5 mg/ml	Haloperidol mg/ml	Mesna	Acetylcystein 100 mg/ml	AcetylSalicylSäure mg/ml	Ca-FOLINAT 10 mg/ml	cIMEtidin mg/ml
Artikelnummer	7700014.029	7700014.030	7700014.146	7700014.221	7700014.222	7700014.223	7700014.224
	cLEMAstin mg/ml						
Artikelnummer	7700014.225						

Eigenschaften der Etiketten

Inkl. DSEC (DIVI-Spritzen-Etiketten-Code)

- Desinfektionsmittelbeständige Papieretiketten mit stark haftendem Klebstoff
- Hoher Qualitätsstandard dank umfangreicher Kontrollen
- Format Perfusor-Etiketten: 32 mm x 82,5 mm
- Einzelperforation nach jedem Etikett
- Verwendungstemperatur: -10°C bis 50°C



Grösse 1:1



Hypnotika

Thiopental 25 mg/ml 1.000 mg Thiopental in 40 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.	Thiopental 50 mg/ml 2.500 mg Thiopental in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.	Propofol mg/ml Propofol 1% Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.	Propofol 10 mg/ml Propofol 1% Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.	Propofol 20 mg/ml Propofol 2% Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.
Artikelnummer 7700101.011	Artikelnummer 7700101.012	Artikelnummer 7700101.020	Artikelnummer 7700101.021	Artikelnummer 7700101.022
esKETamin mg/ml mg Esketamin Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	esKETamin 5 mg/ml 250 mg Esketamin in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.	KETamin 10 mg/ml 500 mg Ketamin in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	KETamin 20 mg/ml 1.000 mg Ketamin in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	KETamin 50 mg/ml 2.500 mg Ketamin in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.
Artikelnummer 7700101.030	Artikelnummer 7700101.035	Artikelnummer 7700101.050	Artikelnummer 7700101.051	Artikelnummer 7700101.055
KETamin mg/ml mg Ketamin Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	KETamin 50 mg/ml 2.500 mg Ketamin in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.			
Artikelnummer 7700101.058	Artikelnummer 7700101.055			

Benzodiazepine

Midazolam 1 mg/ml Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.	Midazolam mg/ml mg Midazolam Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	Midazolam 1 mg/ml 45 mg Midazolam in 45 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 45 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	Midazolam 2 mg/ml 100 mg Midazolam in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	Midazolam 5 mg/ml Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit Hz.
Artikelnummer 7700102.009	Artikelnummer 7700102.010	Artikelnummer 7700102.011	Artikelnummer 7700102.012	Artikelnummer 7700102.015
Diazepam mg/ml mg Diazepam Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	LORazepam mg/ml mg Lorazepam Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	LORazepam 0,4 mg/ml 20 mg Lorazepam in 50 ml Aquae dest. Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	clonazepam mg/ml mg Clonazepam Herstellungszeitpunkt: mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	
Artikelnummer 7700102.020	Artikelnummer 7700102.030	Artikelnummer 7700102.031	Artikelnummer 7700102.040	

Muskelrelaxantien

Cisatracurium mg/ml mg Cisatracurium in 0,9% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.	Cisatracurium 2 mg/ml mg Cisatracurium in 0,9% ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.
---	---

Artikelnummer 7700104.020

Artikelnummer 7700104.022

Opiate / Opioide

oxyCODON 1 mg/ml 50 mg Oxycodon mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	SUFentanal $\mu\text{g/ml}$ mg Sufentanil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	SUFentanal 15 $\mu\text{g/ml}$ 750 μg Sufentanil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	SUFentanal 5 $\mu\text{g/ml}$ 250 μg Sufentanil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	SUFentanal 10 $\mu\text{g/ml}$ 500 μg Sufentanil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700106.009	7700106.010	7700106.011	7700106.012	7700106.013
SUFentanal 20 $\mu\text{g/ml}$ 1.000 μg Sufentanil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	SUFentanal 25 $\mu\text{g/ml}$ 1.250 μg Sufentanil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	PIRitramid mg/ml mg Piritramid mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	PIRitramid 1 mg/ml 65 mg Piritramid mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 48 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	PIRitramid 0,9 mg/ml 65 mg Piritramid mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700106.014	7700106.019	7700106.020	7700106.021	7700106.022
PIRitramid 1,5 mg/ml 75 mg Piritramid mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	fentaNYL $\mu\text{g/ml}$ mg Fentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	fentaNYL 50 $\mu\text{g/ml}$ 2,5 mg Fentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	fentaNYL 30 $\mu\text{g/ml}$ 1,5 mg Fentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Morphin mg/ml mg Morphin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700106.023	7700106.030	7700106.031	7700106.032	7700106.050
Morphin 1,2 mg/ml 60 mg Morphin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Morphin 2 mg/ml 100 mg Morphin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Morphin 1 mg/ml 50 mg Morphin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	traMADol 10 mg/ml 500 mg Tramadol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Remifentanal 10 $\mu\text{g/ml}$ 0,5 mg Remifentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700106.051	7700106.052	7700106.053	7700106.060	7700106.089
Remifentanal 60 $\mu\text{g/ml}$ 3 mg Remifentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Remifentanal 100 $\mu\text{g/ml}$ 5 mg Remifentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Remifentanal 40 $\mu\text{g/ml}$ 2 mg Remifentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Remifentanal 20 $\mu\text{g/ml}$ 1 mg Remifentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Remifentanal $\mu\text{g/ml}$ mg Remifentanyl mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700106.090	7700106.091	7700106.092	7700106.093	7700106.094

Vasopressoren

EPINEPHrin $\mu\text{g/ml}$ mg Epinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	EPINEPHrin 0,2 mg/ml 10 mg Epinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	EPINEPHrin 10 $\mu\text{g/ml}$ 0,5 mg Epinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	EPINEPHrin 0,1 mg/ml 5 mg Epinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Norepinephrin mg/ml mg Norepinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700108.021	7700108.024	7700108.027	7700108.028	7700108.019
Norepinephrin 0,1 mg/ml 5 mg Norepinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Norepinephrin 0,5 mg/ml 25 mg Norepinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Norepinephrin 20 $\mu\text{g/ml}$ 1 mg Norepinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Vasopressin 1 i.E./ml 40 i. E. Vasopressin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 40 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	DOPamin mg/ml mg Dopamin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700108.031	7700108.032	7700108.038	7700108.050	7700108.140
DOPamin 5 mg/ml Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Noradrenalin 60 $\mu\text{g/ml}$ 1 ml/h = 1 $\mu\text{g/min}$ 3 mg Noradrenalin mit G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	NORAdrenalin 1 ml/h = 2 microg/min 6 mg (6 x 1ml) + 44 ml G5% mit G 5% ad 50 ml gesamt Date: _____ via: _____	Norepinephrin 20 $\mu\text{g/ml}$ 1 mg Norepinephrin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Noradrenalin / Norepinephrin 47 ml NaCl 0,9% + 3 mg Noradrenalin (2ml) 1 ml/h = 1 $\mu\text{g/min}$ Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700108.141	7700108.036	7700108.037	7700108.038	7700108.039
Noradrenalin 2-fach / Norepinephrin 44 ml NaCl 0,9% + 6 mg Noradrenalin (2ml) 1 ml/h = 2 $\mu\text{g/min}$ Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ				
Artikelnummer 7700108.040				

Bronchodilatoren

Theophyllin mg/ml mg Theophyllin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Theophyllin 12 mg/ml 600 mg Theophyllin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Theophyllin 20 mg/ml Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Theophyllin 8 mg/ml 400 mg Theophyllin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Orciprenalin 0,5 mg/ml 25 mg Orciprenalin Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700115.010	7700115.011	7700115.012	7700115.013	7700115.031
Reproterol $\mu\text{g/ml}$ mg Reproterol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Reproterol 18 $\mu\text{g/ml}$ 900 μg Reproterol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Reproterol 43,2 $\mu\text{g/ml}$ 2.160 μg Reproterol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Reproterol 9 $\mu\text{g/ml}$ 450 μg Reproterol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ	Fenoterol $\mu\text{g/ml}$ mg Fenoterol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszentrum: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700115.040	7700115.041	7700115.042	7700115.043	7700115.045

Antihypertonika Vasodilantien

Urapidil mg/ml 100 mg Urapidil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Urapidil 5 mg/ml Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Urapidil mg/ml 100 mg Urapidil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Urapidil 2 mg/ml 100 mg Urapidil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	GlycerolTriNitrat µg/ml mg Glyceroltrinitrat mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700109.010	7700109.011	7700109.012	7700109.013	7700109.020
GlycerolTriNitrat 1 mg/ml Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Enalapril 0,1 mg/ml 5 mg Enalapril mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 8% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Enalapril 50 µg/ml 2,5 mg Enalapril mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	NIFEdipin 0,1 mg/ml Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	cloNIDin µg/ml mg Clostin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700109.021	7700109.051	7700109.053	7700109.061	7700109.070
cloNIDin 30 µg/ml 1,5 mg Clostin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	cloNIDin 15 µg/ml 0,75 mg Clostin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 8% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	cloNIDin 45 µg/ml 2,25 mg Clostin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Nitroprussid-Na 1,2 mg/ml 60 mg Nitroprussid-Na mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ Lichtempfindlich!	niMODipin 0,2 mg/ml Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ Muss separat laufen!
Artikelnummer 7700109.071	7700109.072	7700109.073	7700109.081	7700109.091
niMODipin 50 µg/ml 2,5 mg Nimodipin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ Muss separat laufen!	Alprostadil µg/ml µg Alprostadil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Alprostadil 10 µg/ml 500 µg Alprostadil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Epoprostenol 10 µg/ml 500 µg Epoprostenol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Iloprost µg/ml µg Iloprost mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700109.093	7700109.100	7700109.101	7700109.121	7700109.130
Iloprost 2 µg/ml 100 µg Iloprost mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	dihydrALAZIN mg/ml mg Dihydralazin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 8% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	dihydrALAZIN 0,5 mg/ml 25 mg Dihydralazin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	dihydrALAZIN 1 mg/ml 50 mg Dihydralazin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	
Artikelnummer 7700109.131	7700109.140	7700109.141	7700109.144	

Lokalanästhetika

ROPIvacain 2 mg/ml 10 ml (100 mg) Ropivacain 1% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	ROPIvacain mg/ml ml ml Ropivacain 1% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	ROPIvacain 1,2 mg/ml 4 ml (80 mg) Ropivacain 1% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	ROPIvacain 1,6 mg/ml 4 ml (80 mg) Ropivacain 1% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	ROPIvacain 2,5 mg/ml 12,5 ml (125 mg) Ropivacain 1% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700110.041	7700110.043	7700110.055	7700110.056	7700110.057
ROPIvacain 3 mg/ml 15 ml (150 mg) Ropivacain 1% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	ROPIvacain 4,5 mg/ml 22,5 ml (225 mg) Ropivacain 1% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Lidocain mg/ml ml ml Lidocain 2% mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ		
Artikelnummer 7700110.058	7700110.059	7700110.060		

Antiarrhythmika

aJMALin 5 mg/ml 850 mg Ajmalin mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	aMIOdaron 25 mg/ml 1250 mg Amiodaron mit ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ Muss separat laufen!	aMIOdaron mg/ml mg Amiodaron mit ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ Muss separat laufen!	aMIOdaron 18 mg/ml 900 mg Amiodaron mit ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ Muss separat laufen!	aMIOdaron 21 mg/ml 1050 mg Amiodaron mit ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ Muss separat laufen!
Artikelnummer 7700116.021	7700116.027	7700116.030	7700116.031	7700116.032
Metoprolol mg/ml mg Metoprolol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Metoprolol 0,3 mg/ml 15 mg Metoprolol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Metoprolol 0,2 mg/ml 10 mg Metoprolol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Metoprolol 0,4 mg/ml 20 mg Metoprolol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Metoprolol 0,5 mg/ml 25 mg Metoprolol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700116.040	7700116.041	7700116.042	7700116.043	7700116.044
Metoprolol 1 mg/ml Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Verapamil mg/ml mg Verapamil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Verapamil 1 mg/ml 50 mg Verapamil mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Propafenon 2,8 mg/ml 140 mg Propafenon mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	Sotalol 1,6 mg/ml 80 mg Sotalol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ
Artikelnummer 7700116.045	7700116.050	7700116.051	7700116.070	7700116.101

Antiemetika

Droperidol 2,5 mg/ml 125 mg Droperidol mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 8% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ	MetoCloPramid 1 mg/ml 50 mg Metoclopramid mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5% ad 50 ml gesamt Herstellungszeitpunkt: Datum Uhrzeit HZ
--	---

Artikelnummer 7700112.011 7700112.012

Inodilatoren



Artikelnummer 7700118.010 7700118.011 7700118.020 7700118.021 7700118.031

Artikelnummer 7700118.040 7700118.032

Hormone



Artikelnummer 7700117.040 7700117.041 7700117.042 7700117.045 7700117.050

Artikelnummer 7700117.051 7700117.060 7700117.071 7700117.073

Elektrolyte




Artikelnummer 7700119.110 7700119.118 7700119.119 7700119.140 7700119.141

Artikelnummer 7700119.145 7700119.160 7700119.161 7700119.211 7700119.220

Artikelnummer 7700119.221

Antikoagulantien



Artikelnummer 7700120.010 7700120.011 7700120.012 7700120.013 7700120.014

Artikelnummer 7700120.030 7700120.031 7700120.041 7700120.042 7700120.050

Artikelnummer 7700120.051 7700120.061

Koagulantien



Artikelnummer 7700120.065

Antikonvulsiva

levETIRAcetam mg/ml

mg Levetiracetam Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Kontinuierliche Gabe in der Fachinformation nicht erwähnt!

Artikelnummer 7700121.010

Phenobarbital mg/ml

mg Phenobarbital Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700121.020

Phenytoin mg/ml

mg Phenytoin Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700121.030

Phenytoin 15 mg/ml

Herstellungszettelpunkt:

Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700121.031

Valproinsäure mg/ml

mg Valproinsäure Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700121.040

Valproinsäure 24 mg/ml

1.200 mg Valproinsäure Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700121.041

Cholinergika

pHYSostigmin 0,16 mg/ml

8 mg Physostigmin Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700113.010

pYRIDostigmin 0,3 mg/ml

15 mg Pyridostigmin Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700113.011

Verschiedene Medikamente

Acetylcystein 100 mg/ml

5 g Acetylcystein Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.002

fUROsemid 5 mg/ml

250 mg Furosemid Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.003

fUROsemid mg/ml

mg Furosemid Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.004

Trometamol 3 mmol/ml

Tris 35,34% Herstellungszettelpunkt:

Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.005

Glucose %

Herstellungszettelpunkt:

Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.006

Glucose + Elektrolyte %

Herstellungszettelpunkt:

Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.007

Metamizol 100 mg/ml

5 g Metamizol Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ G 5%

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.008

Ambroxol 20 mg/ml

1 g Ambroxol Herstellungszettelpunkt:

Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.117

fUROsemid 2,5 mg/ml

125 mg Furosemid Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ Aqua dest.

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.118

fUROsemid 10 mg/ml

500 mg Furosemid Herstellungszettelpunkt:

mit ☐ NaCl 0,9% ☐ Aqua dest.

ad 50 ml gesamt Datum Uhrzeit Hz.

Artikelnummer 7700114.119

Medikamentenzugabe	
Patient	Zimmer
Medikament	
von	bis
Tropfen	min.
Datum	
Unterschrift	

7709765.001

9.7 x 6.5 mm

permanent

WECHSEL AM MONTAG	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

WECHSEL AM DIENSTAG	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

WECHSEL AM MITTWOCH	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

WECHSEL AM DONNERSTAG	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

WECHSEL AM FREITAG	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

WECHSEL AM SAMSTAG	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

WECHSEL AM SONNTAG	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

	Angehängt:
	Datum: _____
	Zeit: _____ Visum: _____

Montag

Farbe	Artikel
blau (Pantone 312)	7700261.001

Dienstag

Farbe	Artikel
grün (Pantone 367)	7700261.002

Mittwoch

Farbe	Artikel
gelb	7700261.003

Donnerstag

Farbe	Artikel
orange (Pantone 151)	7700261.004

Freitag

Farbe	Artikel
rot (Pantone 032)	7700261.005

Samstag

Farbe	Artikel
violett (Pantone 264)	7700261.006

Sonntag

Farbe	Artikel
hellgrün (Pantone 317)	7700261.007

neutral

Farbe	Artikel
weiss	7700261.010

Schlauchbeschriftung

Etikettenformat: 18 mm x 97 mm, Eindruck schwarz,
 Rolle mit 300 Etiketten (22 mm x Ø = 25/80 mm), aussen gewickelt,
 Material: Pharmapapier für Blutbeutel, permanent haftend,

PraxiKett Spenderbox Karton für Perfusor- und Spritzenetiketten

Die PraxiKett Etiketten- Spenderbox bietet Schutz, Komfort und Sicherheit für die Lagerung und Verwendung von Spritzenetiketten. Spritzenetiketten werden vielfach im sterilen Arbeitsumfeld eingesetzt, sodass eine offene Lagerung und Verwendung von Klebeetiketten ein Hygieneproblem darstellt. Hierfür bietet die PraxiKett Spenderbox die ideale Lösung: Die Spenderbox besteht aus fester Naturpappe mit einer einseitigen Acryl- Beschichtung und bietet dadurch einen optimalen Schutz vor Staubpartikeln, Feuchtigkeit und Desinfektionsanwendungen. Die Entnahme eines Etiketts erfolgt hierbei über die komfortable Einzel- Spendeausgabe. Das überflüssige Trägerband wird nach der Entnahme eines neuen Aufklebers mittels einer Perforation ganz einfach abgetrennt.



für Schlauchetiketten

Dimension	86 x 86 x 26 mm
Verp. Einheit	1 Stück
Artikelnummer	7700000.001



für Spritzenetiketten

Dimension	95 x 20 x 95 mm
Verp. Einheit	1 Stück
Artikelnummer	7700000.019



für Perfusor-Etiketten

Dimension	96 x 96 x 40 mm
Verp. Einheit	1 Stück
Artikelnummer	7700000.040



Edelstahl Gestell


Dimension	350 x 300 x 120 mm
Verp. Einheit	1 Stück
Artikelnummer	7700000.004

Etikettenspender EasyBox

Kunststoff-Spenderbox für Perfusor-/Spritzenetiketten.
„EasyClick“: einfaches Klicksystem zur Verbindung mit weiteren Boxen. Geeignet für Wandmontage.
Inkl. Magnetstreifen zur Befestigung an metallischen Gegenständen.
Masse: 95 x 95 x 42 cm

Etikettenspender „EasyBox“

Artikelnummer 7700000.034



Etikettenspender DAG

Der von Diagramma AG entwickelte Etikettenspender aus lackiertem Stahl fasst bis zu 10 Rollen. Einfach in der Handhabung, aus der Praxis entwickelt.

Etikettenspender für Spritzenetiketten (ohne Adapter)


Masse: B 215 x H 93 x T 110 mm

Artikelnummer 7700000.200

Etikettenspender für Spritzenetiketten (mit Adapter)

Masse: B 215 x H 93 x T 110 mm

Artikelnummer 7700000.201



Etikettenspender für Perfusor-Etiketten (mit Adapter)

Masse: B 195 x H 100 x T 117 mm

Artikelnummer 7700000.210





PraxiKett® Designer

Mehrwerte dank intelligenter Softwarelösung.

Touchscreen-Kompatibilität für Sterilumgebungen



Blatt- & Rollendruck




einfache Verwaltung von Favoriten




Automatisches Ausfüllen von Herstellungszeitpunkt, Verdünnung und Handzeichen




Auswahl und Druck wiederkehrender Medikationsabfolgen



freie Gestaltungsmöglichkeiten und einfache Individualisierung bestehender Etiketten



Kombilabel für Spritzen- und Leitungskennzeichnung



(Leitungsetikette unterhalb Perfusoretikette)


Eindeutige Lesbarkeit



Medikationscodierung auf jedem Etikett



Aus unserem Lieferprogramm




EKG Papier

- aus eigener Produktion
- Faltbücher oder Rollen
- Standard oder Archivqualität

CTG Papier

- aus eigener Produktion
- Faltbücher oder Rollen
- Blattnummerierung




EKG Elektroden SKINTACT

- für sämtliche EKG Anwendungen
- für alle Anschlussmöglichkeiten
- Low-Cost Version mit 6er-Karte

EKG Zubehör

- Gel & Spray
- Adapter
- Pasten



SKINTACT Neutralelektroden

für Hochfrequenzchirurgie (ESU)

- bipolar und monopolar
- universal oder Körperspezifisch

Aktivelektroden

- diverse Aufsätze (Nadeln, Kugeln etc.)
- Handgriffe und Halterungen
- Reinigungsschwämme



Videoprinterpapier

- Farbe oder Monochrom
- SONY und Mitsubishi
- Diverse andere Papiere

Ultraschallgel & Zubehör

- Produktreihe von PARKER
- Skintact Ultraschallgel
- Diverses Zubehör




Medikationsetiketten

- Spritzenetiketten
- Perfusoretiketten
- Praxikett Designer®

Einweg Kopfhörer

- Kunstlederbeschichtet
- 2 m Kabel rechts abgehend
- schwenkbare Hörer



Etiketten und Zubehör

- Thermotransfer / -Direkt
- Thermotransferfolien
- Format-Etiketten

Printerrollen

- Normal- / Thermopapier
- Rollen oder Faltbücher

